

RESPIRATEUR : DRAGER Julian plus

<u>MISE EN ROUTE :</u>	Présent	Opérationnel
1°) Mise sous tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2°) Branchement des gaz médicaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3°) Vérification Pressions :		<input type="checkbox"/>
▪ O2 :	bar	
▪ Air :	bar	
▪ N2O :	bar	
<u>AUTO TEST :</u>		<input type="checkbox"/>
Compliance :	ml/mbar	
Fuite :	ml/mn	
<u>CHAUX SODEE :</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>VERIFICATION DES DIFFERENTES ALARMES :</u>		<input type="checkbox"/>
<u>EVAPORATEURS HALOGENES :</u>	Présent	Opérationnel
→ Sévorane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Forène	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>REGLAGE DES DIFFERENTS PARAMETRES :</u>		<input type="checkbox"/>

OBSERVATIONS

<u>ARSENAL STERILE</u>	Salle 3	Présent	Matériel complet
♦ CHARIOT PEDIATRIQUE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ BOITE INTUBATION DIFFICILE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ PANIERE SONDES INTUBATION SELECTIVE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ MASQUES LARYNGES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ FIBROSCOPE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
♦ CURAROMETRE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>